




Newsletter Août 2026

En partenariat avec La Fondation *La main à la pâte*



FizziQ Cobalt arrive dans les prochains jours !

Une organisation repensée, jusqu'à 4 mesures simultanées, des activités plus accessibles, une analyse des données enrichie et la diffusion en direct vers FizziQ Web.

Chers utilisateurs et utilisatrices de FizziQ,

Nous sommes heureux de vous présenter **FizziQ Cobalt**, une nouvelle version pensée pour rendre l'expérimentation encore plus fluide en classe.

✨ **Un écran Mesures mieux organisé, sans changer vos habitudes**

Dans FizziQ Cobalt, les instruments sont désormais regroupés par grands thèmes — Mouvement, Son, Lumière, Orientation, Champs... — pour aider les élèves à mieux comprendre ce qu'ils mesurent et à trouver plus facilement le bon outil.

Les fonctions essentielles comme la **Cinématique** et les **capteurs externes** restent directement accessibles.

Pour les utilisateurs habitués à FizziQ, rien à réapprendre ; pour les élèves, un écran plus clair et plus pédagogique.



Jusqu'à 4 instruments à la fois

C'est une demande que vous nous aviez faite : le mode Duo devient **Multi**.

FizziQ permet désormais d'afficher et d'enregistrer **jusqu'à quatre instruments simultanément**, sur une même base de temps.

Plusieurs phénomènes peuvent ainsi être observés et comparés au cours d'une même expérience.

Un nouveau graphique dans le cahier

Le graphique du cahier évolue : choix des courbes, statistiques, zoom, histogrammes, graphiques XY et comparaison de courbes normalisées.

Les élèves peuvent ainsi mieux analyser leurs données **directement dans FizziQ**, sans passer systématiquement par un tableur.

Des activités plus accessibles

L'écran Activités a été repensé avec un accès direct au catalogue, aux activités personnelles et aux QR codes.

Une nouvelle rubrique « **Commencer avec FizziQ** » propose quelques manipulations très courtes pour découvrir les principales fonctions de l'application.

Les nouveaux QR codes peuvent être scannés directement avec l'application Appareil photo du smartphone ou de la tablette. Ils ouvrent automatiquement l'application sur le protocole d'activité correspondant. Ils peuvent également préparer l'instrument ou l'outil nécessaire, si l'enseignant le souhaite.

Bêta : diffusion en direct vers FizziQ Web

Cobalt introduit une nouvelle fonction, proposée **dans un premier temps en version bêta** : la diffusion des mesures en direct vers FizziQ Web.

Depuis son smartphone ou sa tablette, **l'enseignant peut diffuser en temps réel les mesures réalisées avec FizziQ**. Les élèves peuvent les suivre et les acquérir directement sur leur ordinateur dans FizziQ Web.

Il devient ainsi possible de partager une expérience en direct avec toute la classe, puis de poursuivre l'analyse des données sur ordinateur.

FizziQ et FizziQ Web, complémentaires

FizziQ sur smartphone permet d'expérimenter avec les capteurs du smartphone ou de la tablette et des capteurs externes.

FizziQ Web complète ces usages sur ordinateur avec la Cinématique, l'Audio, l'EXAO et les **Simulations**.

Avec la diffusion en direct, les deux environnements deviennent encore plus complémentaires.

La mise à jour sera proposée sur l'App Store et le Play Store dès validation par Apple et Google.

Aucune action de votre part : vos cahiers et activités sont conservés.

Beaucoup de ces évolutions viennent de vos retours de l'année

dernière. Continuez à nous écrire, c'est ce qui fait avancer FizziQ.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous **une excellente rentrée, de belles expériences en classe et une très bonne année scolaire avec vos élèves.**

À très bientôt,

L'équipe FizziQ

Merci à nos contributeurs !

Un conseil, un mot sympa ? 👍 Envoyez-nous un message à
info@fizziqlab.org

Trapeze.digital

www.trapeze.digital

info@fizziqlab.org

Vous avez reçu ce mail car vous nous avez
contacté ou êtes abonné à la newsletter.

[Se désabonner](https://www.fizziq.org/desabonnement)
<https://www.fizziq.org/desabonnement>

